


Тест-системы SistemaBioTech

FAST COLOR

для экспресс диагностики COVID-19



ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR

Оригинальная собственная научная разработка. Ожидается регистрация.

Форма теста	FAST COLOR
Особенность измерения	FAST COLOR позволяет детектировать наличие вируса по изменению цвета реакционной смеси в пробирке. Предназначена для диагностики на любой стадии заболевания. Обладает высокой специфичностью (100%) и чувствительностью 98%*. Не требует пробоподготовки.
Форма выпуска	в стрипованных пробирках и в наборах, рассчитанных на проведение 100 реакций.
Прибор для проведения реакции	Термостат (Амплификатор не требуется)
Время проведения реакции	15-30 минут

SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST

Набор реагентов для экспресс-выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую респираторную инфекцию, в биологическом материале методом тестовой изотермической амплификации

Шкала визуальной оценки результатов

pH=8,0



pH=6,0

Отрицательный результат:
РНК коронавируса не обнаружена
Колориметрический стандарт

Сомнительный результат:
либо неверно поставленная
реакция

Положительный результат:
РНК коронавируса обнаружена